

GP CL H 0502 L

Backofenreiniger "OvenClean", 500 ml

für beste Reinigungsergebnisse und eine sichere Anwendung.

EAN-Nr.: 4002515602522 / Materialnummer: 10162230 /
Alte Materialnummer: 22996290EU1



- Ultrastarke Fettlösekraft ohne störende Geruchsbildung
- Mühelose Reinigung dank gelartiger Konsistenz
- Auch für PerfectClean geeignet
- Kurze Einwirkzeit von 10 Min. bis max. 1 Stunde ohne Aufheizen
- Beste Pflege für viele Jahre
Verlässlichkeit