

DGGL 50-40

Dampfgarbehälter gelocht

für Dampfgarer DG 7000 sowie Dampfgarer mit Mikrowellenfunktion DGM 6000/7000.



EAN-Nr.: 4002515603970 / Materialnummer: 10168190 /
Alte Materialnummer: 23996119EU1

- Zum Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln ohne Fonds
- Perfekt zum Auftauen eingefrorener Lebensmittel
- Fassungsvermögen: 2,2 l, Nutzinhalt: 1,6 l
- Außenmaße B x T x H: 375 x 197 x 40 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!