

DGG 1/2 - 40 L

Dampfgarbehälter ungelocht

für Dampfgarer DG 7000 sowie Dampfgarer mit Mikrowellenfunktion DGM 6000/7000.

EAN-Nr.: 4002515603987 / Materialnummer: 10168200 /
Alte Materialnummer: 23996120EU1



- für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds sowie Wasser
- Z.B. Pasta, Reis, Suppen und Aufläufe
- Fassungsvermögen: 2,2 l, Nutzinhalt: 1,6 l
- Außenmaße B x T x H: 375 x 197 x 40 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!