

DGG 100-40

Dampfgarbehälter ungelocht

für Dampfgarer DG 7000 sowie Dampfgarer mit Mikrowellenfunktion DGM 6000/7000.

EAN-Nr.: 4002515604007 / Materialnummer: 10170290 /
Alte Materialnummer: 23996123EU1



- für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds sowie Wasser
- Z.B. Pasta, Reis, Suppen und Aufläufe
- Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 3,4 l
- Außenmaße B x T x H: 375 x 394 x 40 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!