

GP CL KM 0252 L

Glaskeramik-/Edelstahlreiniger, 250 ml

für beste Reinigungsergebnisse und eine sichere Anwendung.

EAN-Nr.: 4002515606049 / Materialnummer: 10173120 /  
Alte Materialnummer: 22996291EU1



- Bestes Produkt am Markt —  
Testsieg in der Schweiz
- Entfernt kraftvoll Fettschmutz,  
Eingebranntes und Wasserflecken
- Hinterlässt einen Schutzfilm, der  
die Folgereinigung erleichtert
- Schonende Reinigung dank  
feinkristalliner Formulierung
- Nicht einsetzen bei CleanSteel  
oder PerfectClean
- Beste Pflege für viele Jahre  
Verlässlichkeit