

GP CL KM 0252 L

Glaskeramik-/Edelstahlreiniger, 250 ml

für beste Reinigungsergebnisse und eine sichere Anwendung.

EAN-Nr.: 4002515605769 / Materialnummer: 10173220 /
Alte Materialnummer: 22996291EU7



- Bestes Produkt am Markt —
Testsieg in der Schweiz
- Entfernt kraftvoll Fettschmutz,
Eingebranntes und Wasserflecken
- Hinterlässt einen Schutzfilm, der die
Folgereinigung erleichtert
- Schonende Reinigung dank
feinkristalliner Formulierung
- Nicht einsetzen bei CleanSteel oder
PerfectClean
- Beste Pflege für viele Jahre
Verlässlichkeit