

GP CL MCX 0101 P

Reiniger für Milchleitungen, 100 Stück

für hygienisch saubere Milchleitungen in den Kaffeevollautomaten.

EAN-Nr.: 4002515612170 / Materialnummer: 10180270 /
Alte Materialnummer: 29996908EU1



- Höchst effektive und dabei materialschonende Reinigung
- Einfache Dosierung dank vorportionierter Sticks
- Entfernt restlos Milcheiweiß und -fette
- Abgestimmte Formulierung — Spezielle Miele Rezeptur
- Beste Pflege für viele Jahre
Verlässlichkeit