

DE-CS7-85

Gerätedeckel

zur oberen Abdeckung der Maschine 70 cm tief, 90 cm breit.



EAN-Nr.: 4002515648155 / Materialnummer: 10222780 / Alte Materialnummer: 69216011D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8582 CD	•
PG 8583 CD	•
<b>Produktkategorie</b>	
Deckel	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	15
Außenmaß, Nettobreite in mm	700
Außenmaß, Nettotiefe in mm	900
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	80
Außenmaß, Bruttobreite in mm	790
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	990
Nettogewicht in kg	14,45
Bruttogewicht in kg	16,75