

NB TD 0011

Nachfüllbehälter 1

für die Dosierung von marktüblichen Waschmitteln in TwinDos Waschmaschinen.

EAN-Nr.: 4002515631768 / Materialnummer: 10223070 /
Alte Materialnummer: 11997091D



- Durchsichtiger Behälter mit 1,5 l Fassungsvermögen
- Befüllbar mit Flüssigwaschmittel oder Weichspüler
- Zum Spülen der TwinDos-Dosierleitungen
- Für ausgewählte Miele W1 TwinDos-Modelle