

NB TD 0021

Nachfüllbehälter 2

für die Dosierung von marktüblichen Waschmitteln in TwinDos Waschmaschinen.

EAN-Nr.: 4002515631775 / Materialnummer: 10223120 /  
Alte Materialnummer: 11997092D



- Durchsichtiger Behälter mit 1,5 l Fassungsvermögen
- Befüllbar mit Flüssigwaschmittel oder Weichspüler
- Zum Spülen der TwinDos-Dosierleitungen
- Für ausgewählte Miele W1 TwinDos-Modelle