

AFS-1

Speiseresteabstreifer

für die einfache und hygienische Entfernung von Speiseresten auf Tellern.

EAN-Nr.: 4002515643433 / Materialnummer: 10251850 / Alte Materialnummer: 67820029D



- Zur Montage an 120 cm lange Tische
- Fest angebrachter Halter und entnehmbarer Gummiabstreifer
- Breite: 25 cm

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produktzugehörigkeit</b>   |                       |
| Spülmaschinen Tank Durchschub | •                     |
| <b>Gerätezugehörigkeit</b>    |                       |
| PG 8172                       | •                     |
| PG 8172 Eco                   | •                     |
| PTD 901                       | •                     |
| <b>Produktkategorie</b>       |                       |
| Tisch/Tischzubehör            | •                     |
| <b>Produkteigenschaften</b>   |                       |
| Material                      | Edelstahl, Kunststoff |
| Farbe                         | Edelstahl             |
| <b>Maße und Gewicht</b>       |                       |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm     | 80                    |
| Außenmaß, Nettobreite in mm   | 140                   |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm    | 264                   |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm    | 90                    |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm  | 150                   |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm   | 275                   |
| Nettogewicht in kg            | 0,73                  |
| Bruttogewicht in kg           | 1,00                  |