

ProCare Lab 10 AP - 5 l  
 Flüssigreiniger, alkalisch, 5 l  
 zur optimalen Aufbereitung von Laborutensilien.



- Frei von Tensiden, Phosphorverbindungen und Oxidationsmitteln
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- Für verschiedenste Materialien geeignet
- pH-Wert 14,0

EAN-Nr.: 4002515659908 / Materialnummer: 10265620 /  
 Alte Materialnummer: 62924101EU1

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Einsatzmöglichkeiten</b>	
Entfernung von organischen Rückständen	•
<b>Dosierempfehlung</b>	
Dosierempfehlung pro Spülgang	2-4 ml/l (0,2-0,4 %)
Dosierempfehlung (pro Spülgang)	2-4 ml/l (0,2-0,4 %)
pH-Wert bei 20 °C	14,0
<b>Hauptanwendungsbereiche</b>	
Medizinische Laboratorien	•
Biologische Laboratorien	•
Mikrobiologische Laboratorien	•
Chemische Laboratorien	•
Wasserlaboratorien	•
Laboratorien der Ernährungswirtschaft	•
Laboratorien der kosmetischen Industrie	•
Laboratorien der Mineralölindustrie	•
Industrielaboratorien	•
Phosphatindustrie	•
Laboratorien der Pharmaindustrie	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Medienart	Alkalisches Reinigungsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Alkalihydroxid, Polycarboxylate
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	150,00
<b>Produkteigenschaften</b>	
Medienart	Alkalisches Reinigungsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	
Geeignet für Kunststoff	•
Geeignet für Edelstahl	•
Geeignet für Laborglas	•
Geeignet für Keramik	•
Nicht geeignet für eloxiertes Aluminium	•
Frei von Oxidationsmitteln	•
Frei von Phosphaten	•
Frei von Tensiden	•
Oxidierende Wirkung	•
Nicht geeignet für Leichtmetalllegierungen	•
Nicht geeignet für nicht eloxiertes Aluminium	•
Nicht geeignet für Leicht- und Buntmetalle	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	217
Außenmaß, Nettobreite in mm	142

ProCare Lab 10 AP - 5 l  
Flüssigreiniger, alkalisch, 5 l  
zur optimalen Aufbereitung von Laborutensilien.



EAN-Nr.: 4002515659908 / Materialnummer: 10265620 /  
Alte Materialnummer: 62924101EU1

Außenmaß, Nettotiefe in mm	248
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	250
Außenmaß, Bruttobreite in mm	190
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	150
Bruttogewicht in kg	7
Füllmenge in ml	5000

#### Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen

GHS/CLP-Konform

•