

ProCare Lab 30 C - 10 l

Neutralisationsmittel, sauer, 10 l

zur optimale Neutralisation auf Basis von Zitronensäure.



- Frei von Tensiden, Phosphorverbindungen und Oxidationsmitteln
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- Für verschiedenste Materialien geeignet
- pH-Wert 2.6-3.0

EAN-Nr.: 4002515660751 / Materialnummer: 10266680 /  
Alte Materialnummer: 62927201EU1

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Einsatzmöglichkeiten</b>	
Entfernung von Anlauffarben, Kalk, Urinstein und anderen säurelöslichen Verunreinigungen	Gut
<b>Dosierempfehlung</b>	
Dosierempfehlung pro Spülgang	1-4 ml/l (0,1-0,4 %)
pH-Wert der Anwendungslösung	2,6-3,0
<b>Hauptanwendungsbereiche</b>	
Medizinische Laboratorien	•
Biologische Laboratorien	•
Mikrobiologische Laboratorien	•
Chemische Laboratorien	•
Wasserlaboratorien	•
Laboratorien der Ernährungswirtschaft	•
Laboratorien der kosmetischen Industrie	•
Industrielaboratorien	•
Phosphatindustrie	•
Laboratorien der Pharmaindustrie	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Medienart	Saures Neutralisationsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Organische Säuren, Zitronensäure
Geeignet für Kunststoff	•
Geeignet für Edelstahl	•
Geeignet für Laborglas	•
Geeignet für Keramik	•
Nicht geeignet für eloxiertes Aluminium	•
Frei von Phosphaten	•
Frei von Tensiden	•
Hohe Materialschonung	•
Saure Vorreinigung	•
Geeignet für empfindliche Materialien	•
Neutralisation verschleppter Alkalireste	•
Nicht geeignet für verchromte Teile	•
Nicht geeignet für vernickelte Teile	•
Nicht geeignet zur sauren Vorreinigung von nicht eloxiertem Aluminium	•
Nicht geeignet für Leicht- und Buntmetalle	•
Geeignet zur Neutralisation von nicht eloxiertem Aluminium	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	308
Außenmaß, Nettobreite in mm	191
Außenmaß, Nettotiefe in mm	234
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	305
Außenmaß, Bruttobreite in mm	200
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	245
Bruttogewicht in kg	12
Füllmenge in ml	10000

ProCare Lab 30 C - 10 l  
Neutralisationsmittel, sauer, 10 l  
zur optimale Neutralisation auf Basis von Zitronensäure.

EAN-Nr.: 4002515660751 / Materialnummer: 10266680 /  
Alte Materialnummer: 62927201EU1

**Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen**

GHS/CLP-Konform

