

ProCare Lab 11 MA - 10 kg  
 Pulverreiniger, mildalkalisch, 10 kg  
 zur optimalen Aufbereitung von Laborutensilien.



- Schaumdämpfende Wirkung, frei von Oxidationsmitteln
- Abgestimmt auf die Aufbereitungsphasen im RDG
- Für verschiedenste Materialien geeignet
- pH-Wert 11,7-11,9

EAN-Nr.: 4002515650851 / Materialnummer: 10266720 /  
 Alte Materialnummer: 62921101EU1

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Einsatzmöglichkeiten</b>	
Entfernung von Blut	Gut
Entfernung von Eiweiß	Gut
Entfernung von organischen Rückständen	Gut
Entfernung von Nahrungsmittelresten	Gut
<b>Dosierempfehlung</b>	
pH-Wert der Anwendungslösung	11,7-11,9
<b>Hauptanwendungsbereiche</b>	
Medizinische Laboratorien	•
Biologische Laboratorien	•
Chemische Laboratorien	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Medienart	Mildalkal. Reinigungsmittel
Aggregatsform	Pulver
Inhaltsstoffe	Phosphat, Silikate, Tenside
Geeignet für Kunststoff	•
Geeignet für Edelstahl	•
Geeignet für Laborglas	•
Geeignet für Keramik	•
Bedingt geeignet für Buntmetalle	•
Nicht geeignet für eloxiertes Aluminium	•
Schaumdämpfend	•
Frei von Oxidationsmitteln	•
Bedingt geeignet für nicht eloxiertes Aluminium	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	268
Außenmaß, Nettobreite in mm	265
Außenmaß, Nettotiefe in mm	265
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	280
Außenmaß, Bruttobreite in mm	270
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	270
Füllgewicht in g	10000
Bruttogewicht in kg	10
<b>Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen</b>	
GHS/CLP-Konform	•