


## DKF 12-R

Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter  
für eine Vielzahl von Miele Dunstabzugshauben.

EAN-Nr.: 4002515652510 / Materialnummer: 10271450 /  
Alte Materialnummer: 28996362EU1



- Mit Aktivkohle – Neutralisiert effektiv unangenehme Kochgerüche
- Halbjährlich ganz einfach im Backofen zu regenerieren
- Lebensdauer 3 Jahre
- Bei Einhaltung der Wechselintervalle günstiger als Einmalfilter
- Inhalt: 1 Filter, Maße: 25,6 cm x 23,3 cm x 4,3 cm