


DKF 21-R
Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter
für Miele Dunstabzugshaube DA 670x.

EAN-Nr.: 4002515652527 / Materialnummer: 10271460 /
Alte Materialnummer: 28996363EU1



- Mit Aktivkohle – Neutralisiert effektiv unangenehme Kochgerüche
- Halbjährlich ganz einfach im Backofen zu regenerieren
- Lebensdauer 3 Jahre
- Bei Einhaltung der Wechselintervalle günstiger als Einmalfilter
- Inhalt: 4 Filter, Maße: 42,8 cm x 10,0 cm x 1,9 cm