


DKF 25-R

Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter

für Miele Dunstabzugshauben DA 60x6 W/6796 W/699x W/769x W.

EAN-Nr.: 4002515652534 / Materialnummer: 10271470 /  
Alte Materialnummer: 28996364EU1



- Mit Aktivkohle – Neutralisiert effektiv unangenehme Kochgerüche
- Halbjährlich ganz einfach im Backofen zu regenerieren
- Lebensdauer 3 Jahre
- Bei Einhaltung der Wechselintervalle günstiger als Einmalfilter
- Inhalt: 1 Filter, Maße: 33,7 cm x 30,5 cm x 1,9 cm