

DKF 26-R  
Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter  
für Miele Dunstabzugshaube DA 7006 D.

EAN-Nr.: 4002515652541 / Materialnummer: 10271480 /  
Alte Materialnummer: 28996365EU1



- Mit Aktivkohle – Neutralisiert effektiv unangenehme Kochgerüche
- Halbjährlich ganz einfach im Backofen zu regenerieren
- Lebensdauer 3 Jahre
- Bei Einhaltung der Wechselintervalle günstiger als Einmalfilter
- Inhalt: 2 Filter, Maße: 48,0 cm x 28,5 cm x 1,0 cm