

A 810

Abdecknetz

zur optimalen Fixierung von empfindlichem Spülgut.



- Edelstahlrahmen mit Kunststoffnetz bespannt, Größe 445 x 215 mm
- Besonders widerstandsfähig und langlebig

EAN-Nr.: 4002515676783 / Materialnummer: 10283650 / Alte Materialnummer: 69501700D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Abdeckung	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	20
Außenmaß, Bruttobreite in mm	235
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	470
Nettogewicht in kg	0,44
Bruttogewicht in kg	0,57