

A 810/1

Abdecknetz

zur optimalen Fixierung von empfindlichem Spülgut.



- Edelstahlrahmen mit Kunststoffnetz bespannt, Größe 206 x 215 mm
- Besonders widerstandsfähig und langlebig

EAN-Nr.: 4002515671764 / Materialnummer: 10283670 / Alte Materialnummer: 69501800D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Abdeckung	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Weiß
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	20
Außenmaß, Bruttobreite in mm	235
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	232
Nettogewicht in kg	0,28
Bruttogewicht in kg	0,35