


A 811/1
Ersatznetz
zum Austausch des Netzes vom A 810/1



- Unkomplizierter Austausch des Netzes
- Besonders widerstandsfähig und langlebig

EAN-Nr.: 4002515676493 / Materialnummer: 10283690 / Alte Materialnummer: 69502000D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Abdeckung	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Weiß
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	20
Außenmaß, Bruttobreite in mm	230
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	230
Nettogewicht in kg	0,02
Bruttogewicht in kg	0,07