

ProCare Shine 10 A - 10 l

Flüssigreiniger, alkalisch, 10 l

zur optimalen Reinigung von Geschirr, Besteck und Gläsern.



- Enthält Phosphat und Aktivchlor
- Für hartnäckige Verschmutzungen wie z.B. Stärke, Eiweiß etc.
- Zur Anwendung in gewerblichen Spülmaschinen
- Flüssigkonzentrat, Dosierempfehlung: 0,2-0,5 % (2-5 ml/l)
- Entwickelt speziell für Miele Professional

EAN-Nr.: 4002515692530 / Materialnummer: 10327990 /
Alte Materialnummer: 61913301EU1

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Einsatzmöglichkeiten	
Entfernung von Kaffee- und Teerückständen	Sehr gut
Entfernung von Stärke/Eiweiß	Sehr gut
Entfernung von angetrockneten Speiseresten	Sehr gut
Entfernung von eingebranntem Fett	Sehr gut
Entfernung von Fett	Sehr gut
Dosierempfehlung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	2-5 ml/l (0,2-0,5 %)
Große Öffnung für Dosierlanze	•
Intensität der Verschmutzung	Stark
pH-Wert der Anwendungslösung	11,5-12,0
Empfohlener Wasserbereich in mmol/l	0-0,53
Produkteigenschaften	
Medienart	Alkalisches Reinigungsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	
Geeignet für Gläser	•
Geeignet für Besteck	•
Geeignet für Kunststoff	•
Geeignet für Edelstahl	•
Geeignet für Porzellan/Keramik	•
Geeignet für alkalifestes Spülgut	•
Beugt Korrosion vor	•
Verhindert Kalkablagerungen und schützt das Spülgut	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	315
Außenmaß, Nettobreite in mm	190
Außenmaß, Nettotiefe in mm	230
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	315
Außenmaß, Bruttobreite in mm	190
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	230
Bruttogewicht in kg	13
Füllmenge in ml	10000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-Konform	•