

ProCare Shine 40 - 1 l  
 Klarspüler, 1 l  
 zum Nachspülen von Geschirr, Besteck und Gläsern.



- Schwach sauer, enthält Zitronensäure
- Für ein optimales Nachspülergebnis
- Zur Anwendung in gewerblichen Spülmaschinen
- Flüssigkonzentrat, Dosierempfehlung: 0,02-0,05 % (0,2-0,5 ml/l)
- Entwickelt speziell für Miele Professional

EAN-Nr.: 4002515692684 / Materialnummer: 10328020 /  
 Alte Materialnummer: 61915101EU1

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen ProfilLine	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Dosierempfehlung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	0,2-0,5 ml/l (0,02-0,05 %)
pH-Wert bei 20 °C	1,9 - 3,0
Empfohlener Wasserbereich in mmol/l	0-0,53
Produkteigenschaften	
Medienart	Klarspülmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Komplexbildner (ohne
Geeignet für Gläser	•
Geeignet für Besteck	•
Geeignet für Kunststoff	•
Geeignet für Edelstahl	•
Geeignet für Porzellan/Keramik	•
Geeignet für Aluminium	•
Geeignet für Silber	•
Dekorschonend	•
Verhindert Kalkablagerungen und schützt das Spülgut	•
Verbessert und verkürzt die Trocknung	•
Abwasserneutral	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	267
Außenmaß, Nettobreite in mm	77
Außenmaß, Nettotiefe in mm	77
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	270
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	80
Bruttogewicht in kg	1
Füllmenge in ml	1000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-Konform	•