

ProCare Shine 40 - 1 l
 Klarspüler, 1 l
 zum Nachspülen von Geschirr, Besteck, ideal bei Gläsern.



- Schwach sauer, enthält Zitronensäure
- Verbessert die Trocknung und verhindert Kalkablagerungen
- Zur Anwendung in gewerblichen Spülmaschinen
- Flüssigkonzentrat zur automatischen Dosierung
- Speziell entwickelte Rezeptur für Miele Professional

EAN-Nr.: 4002515692684 / Materialnummer: 10328020 /
 Alte Materialnummer: 61915101EU1

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen ProfiLine	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Dosierung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	0,2-0,5 ml/l (0,02-0,05 %)
Manuelle Dosierung	•
Empfohlener Wasserhärtebereich in mmol/l	0-0,53
Hauptanwendungsbereiche	
Hotels und Pensionen	•
Restaurants, Bars und Catering	•
Spa, Wellness und Sport	•
Senioren- und Pflegeheime	•
Schulen und Kindergärten	•
Handwerksbetriebe	•
Agenturen und Büros	•
Arztpraxen und Kliniken	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Klarspülmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Komplexbildner (ohne Phosphat), Tenside, Zitronensäure
pH-Wert bei 20 °C	1,9 - 3,0
Geeignet für Gläser	•
Geeignet für Besteck	•
Geeignet für Kunststoff	•
Geeignet für Edelstahl	•
Geeignet für Porzellan/Keramik	•
Geeignet für Aluminium	•
Geeignet für Silber	•
Verbessert und verkürzt die Trocknung	•
Verhindert Kalkablagerungen und schützt das Spülgut	•
Abwasserneutral	•
Dekorschonend	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	267
Außenmaß, Nettobreite in mm	77
Außenmaß, Nettotiefe in mm	77
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	270
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	80
Bruttogewicht in kg	1
Füllmenge in ml	1000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-Konform	•