

ProCare Shine 40 - 10 l  
 Klarspüler, 10 l  
 zum Nachspülen von Geschirr, Besteck, ideal bei Gläsern.



- Schwach sauer, enthält Zitronensäure
- Verbessert die Trocknung und verhindert Kalkablagerungen
- Zur Anwendung in gewerblichen Spülmaschinen
- Flüssigkonzentrat zur automatischen Dosierung
- Speziell entwickelte Rezeptur für Miele Professional

EAN-Nr.: 4002515692707 / Materialnummer: 10328040 /  
 Alte Materialnummer: 61915301EU1

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen ProfiLine	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
<b>Dosierung</b>	
Dosierempfehlung pro Spülgang	0,2-0,5 ml/l (0,02-0,05 %)
Große Öffnung für Dosierlanze	•
Manuelle Dosierung	•
Automatische Dosierung	•
Empfohlener Wasserhärtebereich in mmol/l	0-0,53
<b>Hauptanwendungsbereiche</b>	
Hotels und Pensionen	•
Restaurants, Bars und Catering	•
Spa, Wellness und Sport	•
Senioren- und Pflegeheime	•
Schulen und Kindergärten	•
Handwerksbetriebe	•
Agenturen und Büros	•
Arztpraxen und Kliniken	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Medienart	Klarspülmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Komplexbildner (ohne Phosphat), Tenside, Zitronensäure
pH-Wert bei 20 °C	1,9 - 3,0
Geeignet für Gläser	•
Geeignet für Besteck	•
Geeignet für Kunststoff	•
Geeignet für Edelstahl	•
Geeignet für Porzellan/Keramik	•
Geeignet für Aluminium	•
Geeignet für Silber	•
Verbessert und verkürzt die Trocknung	•
Verhindert Kalkablagerungen und schützt das Spülgut	•
Abwasserneutral	•
Dekorschonend	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	315
Außenmaß, Nettobreite in mm	190
Außenmaß, Nettotiefe in mm	230
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	320
Außenmaß, Bruttobreite in mm	190
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	230
Bruttogewicht in kg	11
Füllmenge in ml	10000

ProCare Shine 40 - 10 l

Klarspüler, 10 l

zum Nachspülen von Geschirr, Besteck, ideal bei Gläsern.

EAN-Nr.: 4002515692707 / Materialnummer: 10328040 /

Alte Materialnummer: 61915301EU1

#### Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen

GHS/CLP-Konform

