


U 409
Korb
für typisches Spülgut aus Bistros.



- Für Gläser, Tassen, Teller, Kuchenteller, Untertassen etc.
- Für Besteck ist der Köcher E 165 zusätzlich einsetzbar

EAN-Nr.: 4002515691168 / Materialnummer: 10358580 / Alte Materialnummer: 67640901D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Tank	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8164	•
PTD 701	•
Produktkategorie	
Korb für Mischgeschirr	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Blau, Grau, Weiß
Anzahl Reihen	3
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	155
Außenmaß, Nettobreite in mm	410
Außenmaß, Nettotiefe in mm	410
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	270
Außenmaß, Bruttobreite in mm	525
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	1,52
Bruttogewicht in kg	2,46