

U 407
Korb
für typisches Spülgut aus Bistros.



- Für Gläser, Tassen, Teller, Kuchenteller, Untertassen etc.
- Mit unterschiedlichen Strebennhöhen und -abständen
- Für Besteck ist der Köcher E 168 zusätzlich einsetzbar

EAN-Nr.: 4002515691199 / Materialnummer: 10358620 / Alte Materialnummer: 67640701D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Tank	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8164	•
PTD 701	•
Produktkategorie	
Korb für Mischgeschirr	•
Produkteigenschaften	
Material	Draht, rilsaniert
Farbe	Weiß
Anzahl Reihen	5
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	92
Außenmaß, Nettobreite in mm	400
Außenmaß, Nettotiefe in mm	420
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	170
Außenmaß, Bruttobreite in mm	520
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	620
Nettogewicht in kg	1,94
Bruttogewicht in kg	3,10