

E 168

Besteckköcher

für die optimale Aufnahme von Bestecken.



- Einsetzbar in den Bistrokorb U 407
- 4 Fächer

EAN-Nr.: 4002515691205 / Materialnummer: 10358630 / Alte Materialnummer: 67616801D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Spülmaschinen Tank	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8164	•
PTD 701	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für Besteck	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Draht, rilsaniert
Farbe	Weiß
Anzahl Fächer	4
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	102
Außenmaß, Nettobreite in mm	230
Außenmaß, Nettotiefe in mm	50
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	150
Außenmaß, Bruttobreite in mm	280
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	90
Nettogewicht in kg	0,34
Bruttogewicht in kg	0,70