

U 515

Korb

für die optimale Aufnahme von 6 Tablett, Platten oder Blechen.



- Mit 6 Reihen
- Strebenabstand 60 mm mm

EAN-Nr.: 4002515691335 / Materialnummer: 10358660 / Alte Materialnummer: 67651501D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Tank	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PTD 704	•
Produktkategorie	
Korb für Tablett	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Reihen	6
Strebenabstand in mm	60
Kapazität	
Tablett bis zu einer Breite von 600 mm [Anzahl]	6
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	182
Außenmaß, Nettobreite in mm	500
Außenmaß, Nettotiefe in mm	500
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	250
Außenmaß, Bruttobreite in mm	550
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	650
Nettogewicht in kg	2,40
Bruttogewicht in kg	3,40