


KFR 20060 PF

Flaschenablage

für eine sichere, platzsparende Flaschenlagerung im Kühlschrank.

EAN-Nr.: 4002515693377 / Materialnummer: 10363580 /  
Alte Materialnummer: 36996097EU1



- Für Geräte K20.000 mit XL Innenraum und PerfectFresh
- Für eine waagerechte und ruhige Lagerung z. B. von Wein
- Variabel auf verschiedenen Einschubebenen einsetzbar
- Aus verchromten Metall
- Für bis zu 9 Flaschen, je nach Größe und Form