

DKF 1000-R

Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter
gegen unangenehme Küchengerüche.



EAN-Nr.: 4002515745489 / Materialnummer: 10427040 /
Alte Materialnummer: 28996369EU1

- für DUU 1000-2 und DUU 1500
- für CSDA1xxx/CSDA700x/
KMDA763x/KMDA7476/
KMDA7774 im Umluftbetrieb
- Bei Einhaltung der Wechselintervalle
günstiger als Einmalfilter
- Halbjährlich ganz einfach im
Backofen zu regenerieren
- Lebensdauer 3 Jahre