

DGG 12

Dampfgarbehälter ungelocht

für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta).

EAN-Nr.: 4002515788349 / Materialnummer: 10515380 /
Alte Materialnummer: 23996129EU1



- Maßgeschneidert für die Miele Combi-Dampfgarer
- Fassungsvermögen: 5,4 l, Nutzinhalt: 3,3 l
- Außenmaße B x T x H: 448 x 386 x 40 mm
- Aus Oberflächen behandeltem Edelstahl, Wandstärke 0,6 mm
- Profi-Zubehör aus europäischer Produktion