

GS CL 1403 P
Reiniger-Pulver, 1,4 kg
für beste Reinigungsergebnisse. Mit integrierter Dosierhilfe.

EAN-Nr.: 4002515773352 / Materialnummer: 10528380 /
Alte Materialnummer: 21995507EU2



- Mit Aktivsauerstoff für gründliche Sauberkeit
- Mit Superenzymen — effektiv schon bei niedrigen Spültemperaturen
- Mit Glasschutzformel gegen Glaskorrosion
- Hohergiebig — für bis zu 95 Spülgänge
- Einfach perfekt spülen. Mit Miele.