

GS CL 1003 P

DishPowder – Geschirrspülpulver 1 kg

für beste Reinigungsergebnisse bei individueller Dosierung.

EAN-Nr.: 4002515773413 / Materialnummer: 10528500 /
Alte Materialnummer: 21995508EU1



- Mit Aktivsauerstoff für gründliche Sauberkeit
- Mit Superenzymen – effektiv schon bei niedrigen Spültemperaturen
- Glasschutzformel gegen Glaskorrosion
- Hochergiebig – für ca. 70 Spülgänge
- Einfach perfekt spülen. Mit Miele.