

ProCare Shine 11 OB - 6 kg
 Pulverreiniger, mildalkalisch, 6 kg
 zur optimalen Reinigung von Geschirr, Besteck und Gläsern.



- Enthält Aktivsauerstoff und Phosphat
- Sehr gute Reinigungsleistung bei z. B. Kaffee- und Teerückständen
- Zur Anwendung in gewerblichen Spülmaschinen
- Dosierempfehlung: 20-25 g pro Spülgang bzw. 2-5 g/l
- Entwickelt speziell für Miele Professional

EAN-Nr.: 4002515802212 / Materialnummer: 10582700 /
 Alte Materialnummer: 61911202EU1

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen ProfilLine	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Einsatzmöglichkeiten	
Entfernung von Kaffee- und Teerückständen	Sehr gut
Entfernung von Stärke/Eiweiß	Sehr gut
Entfernung von angetrockneten Speiseresten	Sehr gut
Entfernung von eingebranntem Fett	Sehr gut
Entfernung von Fett	Sehr gut
Dosierempfehlung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	20-25 g / 2-5 g/l
Intensität der Verschmutzung	Stark
pH-Wert der Anwendungslösung	11,0-11,5
Empfohlener Wasserbereich in mmol/l	0-0,53
Produkteigenschaften	
Medienart	Mildalkal. Reinigungsmittel
Aggregatsform	Pulver
Inhaltsstoffe	Alkalien, Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Phosphat
Geeignet für Gläser	•
Geeignet für Besteck	•
Geeignet für Kunststoff	•
Geeignet für Edelstahl	•
Geeignet für Porzellan/Keramik	•
Geeignet für Aluminium	•
Geeignet für Silber	•
Dekorschonend	•
Beugt Korrosion vor	•
Verhindert Kalkablagerungen und schützt das Spülgut	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	214
Außenmaß, Nettobreite in mm	233
Außenmaß, Nettotiefe in mm	233
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	214
Außenmaß, Bruttobreite in mm	233
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	233
Durchmesser in mm	233
Füllgewicht in g	6000
Bruttogewicht in kg	6
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-Konform	•