

A 812

Adapter

zur optimalen Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten mit externem Spray.



- Zur Verwendung im Oberkorb O 177/1
- Geeignet für bis zu 4 Übertragungsinstrumente mit externem Spray
- Alternativ geeignet für 3 Spitzen für Air Scaler und Piezo Scaler

EAN-Nr.: 4002515830307 / Materialnummer: 10619680 /
Alte Materialnummer: 68681200D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungsgerät, klein, Dental	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Aufnahme bzw. Adapter für Übertragungsinstrumente	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Kapazität	
Übertragungsinstrumente [Anzahl]	4
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	48
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	108
Außenmaß, Bruttobreite in mm	117
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	305
Durchmesser in mm	45
Nettogewicht in kg	0,21
Bruttogewicht in kg	1,07
Beipack	
E 362 Blindschraube [Anzahl]	4
FP Filterplatte	•