

A 815

Düse

zur optimalen Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten mit externem Spray.

EAN-Nr.: 4002515830413 / Materialnummer: 10619690 / Alte Materialnummer: 68681500D



- Zur Verwendung mit A 812, A 813 oder im Oberkorb A 105/1
- Bestehend aus 4 Düsen mit Silikonschläuchen, Länge ca. 114 mm

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektordüse	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Transparent
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Kapazität</b>	
Übertragungsinstrumente [Anzahl]	4
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	10
Außenmaß, Nettobreite in mm	10
Außenmaß, Nettotiefe in mm	114
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	80
Außenmaß, Bruttobreite in mm	95
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	110
Durchmesser in mm	10
Nettogewicht in kg	0,05
Bruttogewicht in kg	0,12