

A 207  
Wagen  
zur optimalen Aufnahme von Micro-Instrumentarium.



- Effiziente Aufbereitung: Schnelle Beladung und hoher Durchsatz
- Obere Ebene: bis 8 Trays zur Aufnahme von Hohlkörperinstrumenten
- Untere Ebenen: 8 Trays liegend für weiteres Ophta-Instrumentarium

EAN-Nr.: 4002515815601 / Materialnummer: 10632400 / Alte Materialnummer: 69620700D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wagen für Ophthalmologie-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Möglichkeit zum Einsatz eines Zentralfilter	•
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
<b>Kapazität</b>	
Trays/Tablets [Anzahl]	16
OP-Sets für Micro-Instrumentarium [Anzahl]	8
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	438
Außenmaß, Nettobreite in mm	530
Außenmaß, Nettotiefe in mm	542
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	270
Außenmaß, Bruttobreite in mm	525
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	4,40
Bruttogewicht in kg	6,40
<b>Beipack</b>	
A 311 Halterung für Trays [Anzahl]	2
A 800, Filterrohr [Anzahl]	1
A 804, Reinigungsbürste [Anzahl]	1