

## A 310 Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 8 OP-Schuhen.



- Zur Verwendung in Oberkörben
- Zur Aufnahme von 8 OP-Schuhen bis Größe 41
- Verwendbar in den Oberkörben A 101 und A 102

EAN-Nr.: 4002515816349 / Materialnummer: 10632610 / Alte Materialnummer: 69631000D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für OP-Schuhe	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
<b>Kapazität</b>	
OP-Schuhe [Anzahl]	8
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	75
Außenmaß, Nettobreite in mm	405
Außenmaß, Nettotiefe in mm	435
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	100
Außenmaß, Bruttobreite in mm	425
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	450
Nettogewicht in kg	0,50
Bruttogewicht in kg	0,83