

DataDiary App-basierte Prozessdokumentation zur einfachen und drahtlosen Protokollierung.



- Wartungsarme Plug & Play Lösung
- Sichere, kabellose Datenübertragung per verschlüsseltem WLAN
- Protokollerstellung im PDF-Format
- Benutzeridentifikation per User-ID mit Passwort oder NFC-Tag
- Inkl. Zugang zur App, Kommunikationsmodul und 5 NFC-Chipkarten
- Kompatibel ab Android 8.0 und iOS 12.4

EAN-Nr.: 4002515894095 / Materialnummer: 10689630 / Alte Materialnummer: 68819001D

| | |
|---|--------------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Thermodesinfektoren | • |
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| Produktkategorie | |
| Prozess-/Betriebsdatendokumentation/Kommunikation | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | Grau |
| Unterstützte Betriebssysteme | Android, iOS |
| Minimal notwendige Bildschirmdiagonale Endgerät in Zoll | 7,00 |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Pipetten/Vials | • |
| Aufbereitung von Laborglas | • |
| Aufbereitung von Objektträgern | • |
| Aufbereitung von Butyrometern | • |
| Aufbereitung von Apotheken-/Infusionsflaschen | • |
| Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von MIC-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von GYN-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von HNO-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von Dental-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von OP-Schuhen | • |
| Aufbereitung von Schüsseln | • |
| Aufbereitung von Nierenschalen | • |
| Aufbereitung von Babyflaschen | • |
| Aufbereitung von OP-Instrumenten | • |
| Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten | • |
| Aufbereitung von orthopädischem OP-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von Markraumnägel/Markraumböhrer | • |
| Aufbereitung von Trays/Tabletts | • |
| Aufbereitung von Siebschalen | • |
| Aufbereitung von Messzylindern | • |
| Aufbereitung von Behältern, z.B. Atemkalkbehältern | • |
| Aufbereitung von diversen Utensilien | • |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 39 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 88 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 110 |

DataDiary
App-basierte Prozessdokumentation
zur einfachen und drahtlosen Protokollierung.



EAN-Nr.: 4002515894095 / Materialnummer: 10689630 / Alte Materialnummer: 68819001D

| | |
|------------------------------|------|
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 55 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 100 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 300 |
| Nettogewicht in kg | 0,12 |
| Bruttogewicht in kg | 0,32 |
| Prüf- und Kennzeichen | |
| CE | • |