

CJ Jug 1,0l
Isolierkanne 1,0 l
für Miele Kaffeefullautomaten CVA und CM mit Kaffeekannenfunktion.

EAN-Nr.: 4002515841990 / Materialnummer: 10694310 /
Alte Materialnummer: 29992617EU1



- Direktes Brühen ohne Umfüllen vom Kaffeefullautomaten in die Kanne
- Hochwertiger Edelstahl, poliert
- Einfache Reinigung durch komplett abnehmbaren Deckel
- Unzerbrechlicher vakuumgepumpter Tophtherm Isolierkörper
- Komfortabler Aroma-Schiebedeckel