

DTD 2

Auffangschale

für die sichere Platzierung von ProCare Kanistern.

EAN-Nr.: 4002515933695 / Materialnummer: 10695460 / Alte Materialnummer: 61910001D



Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	62
Außenmaß, Nettobreite in mm	262
Außenmaß, Nettotiefe in mm	420
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	74
Außenmaß, Bruttobreite in mm	327
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	463
Bruttogewicht in kg	1

- Bietet Platz für 2 ProCare Kanister
- Sicherer Stand für die 5 u. 10 l Kanister der ProCare Serien
- Optimale Restentleerung der Kanister dank Neigewinkel
- Zum Einsatz in einem Nebenschrank geeignet