

A 817

Spülhülse

zur optimalen Reinigung, z. B. von HNO-Instrumenten.

EAN-Nr.: 4002515880593 / Materialnummer: 10706260 / Alte Materialnummer: 69681700D



- Geeignet für Injektorwagen und Körbe, schraubbar
- Inklusive Kappe und Befestigungsschelle

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	120
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	170
Durchmesser in mm	24
Nettogewicht in kg	0,02
Bruttogewicht in kg	0,02