

E 499-5pc

Spülvorrichtung

zur optimalen Aufnahme von Saug- und Spül- sowie Verres-Kanülen - VPE: 5 Stück.



- Unterschiedliche Anschlussformen bei Saug- & Spülkanülen möglich
- Kompatibel mit Beladungswagen für Injektordüse
- Verpackungseinheit mit 5 Aufnahmen

EAN-Nr.: 4002515941317 / Materialnummer: 10707520 / Alte Materialnummer: 69549905D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Spülhülse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	100
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	230
Außenmaß, Bruttobreite in mm	70
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	155
Durchmesser in mm	23
Nettogewicht in kg	3,00
Bruttogewicht in kg	3,50