

E 499-5pc

Spülvorrichtung

zur optimalen Aufnahme von Saug- und Spül- sowie Verres-Kanülen - VPE: 5 Stück.



- Unterschiedliche Anschlussformen bei Saug- & Spülkanülen möglich
- Kompatibel mit Beladungswagen für Injektordüse
- Verpackungseinheit mit 5 Aufnahmen

EAN-Nr.: 4002515941317 / Materialnummer: 10707520 /

Alte Materialnummer: 69549905D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Spülhülse	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettotiefe in mm	100
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	230
Außenmaß, Bruttobreite in mm	70
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	155
Durchmesser in mm	23
Nettogewicht in kg	3,00
Bruttogewicht in kg	3,50