

ProCare Shine 40 GC - 5 l

Klarspüler, 5 l

mit EU-Ecolabel, zum Nachspülen von Geschirr, Besteck und Gläsern.



- Ausgezeichnet mit dem EU-Ecolabel
- Enthält leicht biologisch abbaubare Tenside und Zitronensäure
- Für ein optimales Nachspülergebnis, schaumreduzierende Wirkung
- Zur Anwendung in gewerblichen Spülmaschinen
- Flüssigkonzentrat, Dosierempfehlung: 0,02-0,04 % (0,2-0,4 ml/l)

EAN-Nr.: 4002515946947 / Materialnummer: 10714980 /
Alte Materialnummer: 61915701EU1

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen ProfilLine	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Dosierempfehlung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	0,2-0,4 ml/l (0,02-0,04 %)
Große Öffnung für Dosierlanze	•
pH-Wert der Anwendungslösung	6,5-7,0
Empfohlener Wasserbereich in mmol/l	0-0,53
Produkteigenschaften	
Medienart	Klarspülmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Komplexbildner (ohne
Geeignet für Gläser	•
Geeignet für Besteck	•
Geeignet für Kunststoff	•
Geeignet für Edelstahl	•
Geeignet für Porzellan/Keramik	•
Geeignet für Aluminium	•
Geeignet für Silber	•
Dekorschonend	•
Verhindert Kalkablagerungen und schützt das Spülgut	•
Verbessert und verkürzt die Trocknung	•
Abwasserneutral	•
Schaumdämpfend	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	250
Außenmaß, Nettobreite in mm	150
Außenmaß, Nettotiefe in mm	190
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	240
Außenmaß, Bruttobreite in mm	145
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	185
Bruttogewicht in kg	5
Füllmenge in ml	5000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-Konform	•
EU Ecolabel	•
Prüfnummern	
EU Ecolabel: DE/038/066	•