

ProCare Shine 40 GC - 10 l

Klarspüler, 10 l

mit EU-Ecolabel, zum Nachspülen von Geschirr, Besteck und Gläsern.



- Ausgezeichnet mit dem EU-Ecolabel
- Enthält leicht biologisch abbaubare Tenside und Zitronensäure
- Für ein optimales Nachspülergebnis, schaumreduzierende Wirkung
- Zur Anwendung in gewerblichen Spülmaschinen
- Flüssigkonzentrat, Dosierempfehlung: 0,02-0,04 % (0,2-0,4 ml/l)

EAN-Nr.: 4002515946954 / Materialnummer: 10714990 /

Alte Materialnummer: 61915801EU1

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen ProfilLine	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Dosierempfehlung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	0,2-0,4 ml/l (0,02-0,04 %)
Große Öffnung für Dosierlanze	•
pH-Wert der Anwendungslösung	6,5-7,0
Empfohlener Wasserbereich in mmol/l	0-0,53
Produkteigenschaften	
Medienart	Klarspülmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Komplexbildner (ohne
Geeignet für Gläser	•
Geeignet für Besteck	•
Geeignet für Kunststoff	•
Geeignet für Edelstahl	•
Geeignet für Porzellan/Keramik	•
Geeignet für Aluminium	•
Geeignet für Silber	•
Dekorschonend	•
Verhindert Kalkablagerungen und schützt das Spülgut	•
Verbessert und verkürzt die Trocknung	•
Abwasserneutral	•
Schaumdämpfend	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	315
Außenmaß, Nettobreite in mm	190
Außenmaß, Nettotiefe in mm	230
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	320
Außenmaß, Bruttobreite in mm	190
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	230
Bruttogewicht in kg	10
Füllmenge in ml	10000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-Konform	•
EU Ecolabel	•
Prüfnummern	
EU Ecolabel: DE/038/066	•