

A 819
Spülhülse
zur optimalen Reinigung von Hohlkörper-Instrumenten.

EAN-Nr.: 4002515990278 / Materialnummer: 10721750 / Alte Materialnummer: 68681900D



- Z.B. für magnetostriktive Ultraschallspitzen, wie Cavitron
- Innenmaß 108 mm
- Inklusive Kappe mit einer Öffnung von \varnothing 10 mm
- Mit Befestigungsschelle

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategorie	
Aufnahme	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Kapazität	
Ultraschallspitzen [Anzahl]	1
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	10
Außenmaß, Nettobreite in mm	100
Außenmaß, Nettotiefe in mm	114
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	120
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	170
Nettogewicht in kg	0,02
Bruttogewicht in kg	0,02