

DOS G 80 ProfiLine Flex  
Schlauchdosierpumpe  
mit Leerstandanzeige zur automatischen Dosierung von Flüssigreinigern.



- Für Kanister mit einer Höhe bis 340 mm (bis zur Kanisteröffnung)
- Dosierung bis zu 55 Milliliter ml pro Minute
- Einstellbar über die Steuerung der Spülmaschine
- Flexible Verschlusskappe (deckt Gewinde DIN 50 und 51 ab)
- Mindestbreite Kanisteröffnung 31 mm

EAN-Nr.: 4002516330608 / Materialnummer: 10730840 / Alte Materialnummer: 67747050D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Spülmaschinen Frischwasser	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8080	•
PG 8080 i	•
PG 8080 U	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8130	•
PG 8130 U	•
PG 8130 i	•
PG 8130 U/i	•
PG 8131 i	•
PG 8132 SCi	•
PG 8133 SCVi	•
PFD 100 (SmartBiz)	•
PFD 101	•
PFD 101 i	•
PFD 101 U	•
PFD 101 U/i	•
PFD 102 i	•
PFD 103 SCi XXL	•
PFD 104 SCVi XXL	•
<b>Produktkategorie</b>	
Externes Dosiersystem	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Kunststoff
Farbe	Grau
Förderrate in ml/60 Sek.	55
Länge der Sauglanze in mm	352
Länge Dosierschlauch bis zur Sauglanze in mm	1800
Länge Dosierschlauch vom Gerät bis zum Dosiermodul in mm	2850
Länge des Anschlusskabels zum Gerät in mm	2800
Minimale Breite Kanisteröffnung in mm	31
Maximale Breite Kanisteröffnung in mm	60
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	1
Nullleiter	N
AC/DC	AC
Spannung in V	200-230
Frequenz in Hz	50
Gesamtanschluss in kW	0,01
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	114
Außenmaß, Nettobreite in mm	115
Außenmaß, Nettotiefe in mm	139
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	200

DOS G 80 ProfiLine Flex  
Schlauchdosierpumpe  
mit Leerstandanzeige zur automatischen Dosierung von Flüssigreinigern.



EAN-Nr.: 4002516330608 / Materialnummer: 10730840 / Alte Materialnummer: 67747050D

Außenmaß, Bruttobreite in mm	480
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	150
Nettogewicht in kg	2,09
Bruttogewicht in kg	2,29