

Ersatzteile Wäschepflege  
Flusensieb  
zum Filtern von Flusen im Wäschetrockner

EAN-Nr.: 4002516079644 / Materialnummer: 10762350 / Alte Materialnummer:



- Kunststoffrahmen mit Siebgewebe
- zum Reinigen herausnehmbar
- für den Einsatz in der Türöffnung
- Duftflacon einsetzen möglich
- für alle T1 geeignet
- bitte die Komponente mit dem abgebildeten Ersatzteil vergleichen